

# AKTIVROLLSTUHL

## RGK TIGA FX

DER HANDLICHE BEGLEITER SORGT FÜR KOMFORT UND SICHERHEIT.

- Unterschenklänge ist fest verschweißt kann nicht angepasst werden.
- Der Kippunkt liegt bei 11cm und kann eingestellt werden.
- Rücken kann abgeklappt, die Antriebsräder entfernt und der Vorderrahmen eingeklappt werden somit ist der Rollstuhl platzsparend.
- Ergositz ist vorhanden. Der Rücken ist oben nach außen geweitet und hat eine Atmungsaktive Rückenbespannung mit Rückentasche.
- Als Bereifung ist die Marathon Plus aufgezogen und Edelstahl Greifringen.
- Die schwarzen Lenkradgabeln und die 5" Lenkräder sind von FrogLeg. Federn somit größere Stöße ab.
- Kleiderschutz ist nach innen abfaltbar und ist wie die Fußplatte aus Carbon.
- Der Rollstuhl hat Kompakt-Scherenbremsen und abklappbare Schiebegriffe.

Antriebsrad	24 Zoll Spinergy BLXL
Gewicht	12,4 kg
Maximale Belastung	125 kg.
Sitzbreite	37 cm
Sitztiefe	46 cm
Sitzhöhe vorne	51 cm
Sitzhöhe hinten	43 cm
Unterschenklänge	37 cm
Lenkräder	4 Zoll Froglegs Gabel schwarz
Greifreifen	Edelstahl eng montiert Rahmenfarbe grau



**AKTUELLER PREIS - 4300 €\***

**VERKAUFSPREIS NEU - ~~8218,81~~ €**

\* leichte Gebrauchsspuren.

Bei Interesse können Sie sich mit unserem Reha-Fachberater in Verbindung setzen und die Einzelheiten der Bezahlung und Abholung des Artikels besprechen.

Alexander Renz

Tel.: 07071 4104-157

Mail: alexander.renz@brillinger.de