

AKTIVROLLSTUHL

KINDERROLLSTUHL SORG TILTY VARIO

Ein Kantelrollstuhl, der alle Eigenschaften eines Aktivrollstuhls aufweist.

Der Tilty Vario bietet die Möglichkeit, ihren Aktivitätsgrad und damit ihre Mobilität und Autonomie schrittweise auf- und auszubauen.

- Starrrahmenrollstuhl für Kinder
- Pelotten, Kopfstützen, Armlehnen sind auf den Nutzer einstellbar, können bei Bedarf auch abgenommen werden,
- Die Sitzhöhe und Unterschenkellänge ist einstellbar
- Hydraulische Sitz und Rückenverstellung
- Schmetterlingsweste und Beckengurt
- Sitzkissen und Rückenpolster mit Atmungsaktivem Bezug
- Bremshebelverlängerung sowie automatische Rückrollbremsen
- Trommelbremsen / Kippschutz

Antriebsrad	22 Zoll Marathon Plus
Gewicht	9,6 kg
Maximale Belastung	90 kg.
Gesamtbreite	ca. 60 cm
Sitzbreite	28 cm
Sitztiefe	30 cm
Rückenhöhe	35 cm
Lenkräder	6 Zoll
Greifreifen	Alu Schwarz



AKTUELLER PREIS - 1500 €*

VERKAUFSPREIS NEU - ~~6263,00 €~~

* Kratzspuren an den Greifringen und an den Lenkradgabeln.

Bei Interesse können Sie sich mit unserem Reha-Fachberater in Verbindung setzen und die Einzelheiten der Bezahlung und Abholung des Artikels besprechen.

Alexander Renz
Tel.: 07071 4104-157
Mail: alexander.renz@brillinger.de